



HASTA UN
40%
DE DESCUENTO

PROMOCIÓN EDUCACIÓN 2023

Ofertas válidas desde el 04/09/2023 hasta el 31/12/2023. Precios Venta al Público recomendado, sin IVA, válidos salvo error tipográfico. Fotografías no contractuales.

DISTRIBUIDO POR:



EULABOR, S.L.
TLF. 954 443 443 | 639 140 377
info@eulabor.com
www.eulabor-tienda.com

MICROSCOPIOS EDUCACIÓN SERIE 'E'

OFERTA ESPECIAL

Por la compra de 3
unidades 1 de regalo

3+1

HBB010 - Monocular

350,00 €



Cabezal monocular inclinado 30° y giratorio 360°.

Objetivos acromáticos y antifúngicos: 4x, 10x, 40x (R), 100x (R) (I).

Oculares WF10x. Revólver cuádruple invertido.

HBB011 - Binocular



415,00 €

Distancia interpupilar: 55-75mm.

Cabezal binocular inclinado 30° y giratorio 360°.

Objetivos acromáticos y antifúngicos: 4x, 10x, 40x (R), 100x (R) (I).

Oculares WF10x. Revólver cuádruple invertido.



MATERIAL DE USO GENERAL

Mortero de porcelana con mano



1 | Interior y base sin esmaltar con pico y mano.

Ref.	Cap.	Diámetro	Precio
BBC002	50 mL	80 mm	4,09
BBC003	100 mL	100 mm	4,50
BBC004	300 mL	130 mm	7,20
BBC005	500 mL	160 mm	12,15

Desecadores vidrio, llave recta



1 | Sin disco de porcelana, incluye la tapa con tapón de plástico.

Ref.	Cap.	Ø interior	Precio
BDB009	250 mm	329 mm	276,25
BDB010	300 mm	392 mm	391,85

Desecadores tapa botón



1 | Se suministra con disco de porcelana.

Ref.	Cap.	Ø interior	Precio
BDD003	4 L	200 mm	44,18
BDD004	7 L	250 mm	63,94
BDD005	14 L	300 mm	92,07

Campana con tapa botón



Referencia	Ø base	h	Precio
BDJ006	300 mm	400 mm	348,65
BDJ019	180 mm	300 mm	93,25


Tubo de ensayo, vidrio sodocálcico



1 | Con borde recto y fondo redondo.

Ref.	dxl	Cap.	Pack	Precio
BGB030	15,30x160 mm	25 mL	C/500	93,15
BGB032	17,25x180 mm	35 mL	C/250	50,40

Gradillas polipropileno azules



1 | Autoclavables y apilables. Orificios identificados alfanuméricamente.

Ref.	Orificios	Diámetro	Color	Precio
BJB005	60	16 mm	Blanco	3,95
BJB006	60	16 mm	Azul	3,95
BJB007	60	16 mm	Rojo	3,95
BJB008	60	16 mm	Amarillo	3,95

Bandeja plana sin tapa



Referencia	Cap.	Dimensiones	Precio
BTL020	2 L	300x65x205 mm	2,85
BTL021	3 L	350x73x235 mm	4,59
BTL022	5 L	435x75x285 mm	6,35
BTL023	8 L	490x80x335 mm	9,05
BTL024	10 L	540x80x388 mm	21,95

Tapón goma roja



Ref.	Ø inferior	Ø superior	Lote	P. unit/lote
BMD118	11 mm	14 mm	100	0,09
BMD119	13 mm	16,5 mm	100	0,11
BMD123	20 mm	24,5 mm	100	0,34
BMD127	31,5 mm	39,5 mm	100	0,84


Gradillas en 'Z'



1 | Cuentan con 50 orificios.

Referencia	Ø orificios	Lote	P. unit/lote
BJD001	12 mm	10	5,00
BJD002	14,5 mm	10	7,00
BJD003	17,0 mm	10	8,25

Soporte circular



1 | Capacidad para 32 orificios de 13 mm.

Ref.	Descripción	Precio
BJN008	Fijo	5,11

Bandejas de cartón con tapa



1| Para portaobjetos estándar 76x26 mm.

Ref.	Portas	Dimensiones	Lote	P. unit/lote
BPG001	2	90x70x5 mm	50	0,34
BPG002	3	82x28x17 mm	50	0,46
BPG003	4	150x110x7 mm	50	0,51
BPG004*	10	400x100x7 mm	5	2,42
BPG005*	20	400x200x7 mm	5	3,77

* con tapa numerada

Contador digital leucocitario



1| Para recuento de 10 tipos leucocitarios diferentes: basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, neutrófilos maduros e inmaduros, promielocitos, etc. Funciones: porcentaje diferencial, recuento diferencial y total.

Ref.	Alimentación	Precio
BRJ002	220 V / 50Hz	194,85

VASOS, MATRACES Y OTROS RECIPIENTES

Matraz Erlenmeyer cuello estrecho



1| Cuello estrecho y graduados.

Referencia	Capacidad	Lote	P. unit/lote
CDB005	250 mL	10	2,61
CDB007	500 mL	10	3,96
CDB008	1000 mL	10	5,40

Vasos acero inoxidable, con pico



1| Fabricado en acero inoxidable AISI304.

Referencia	Cap.	h x Ø	Precio
CBJ006	250 mL	85x65 mm	17,10
CBJ007	500 mL	110x80 mm	21,60
CBJ008	1000 mL	130x100 mm	25,65
CBJ009	2000 mL	180x120 mm	36,00
CBJ010	3000 mL	180x150 mm	36,90
CBJ011	5000 mL	210x180 mm	47,70

Jarra acero inoxidable, con pico



1| Fabricado en acero inoxidable AISI304.

Referencia	Cap.	h x Ø	Precio
CCG008	250 mL	85x65 mm	29,16
CCG009	500 mL	110x80 mm	34,20
CCG010	1000 mL	130x100 mm	35,10
CCG011	2000 mL	180x120 mm	43,20
CCG012	3000 mL	180x150 mm	49,50
CCG013	5000 mL	210x180 mm	58,50

Vasos de precipitados, con pico



Ref.	Capacidad	d.	Lote	P. unit/lote
CBC016	50 mL	43 mm	12	0,64
CBC017	100 mL	51 mm	12	0,68
CBC019	250 mL	70 mm	8	0,90
CBC020	400 mL	79 mm	8	1,35
CBC021	600 mL	90 mm	8	1,76
CBC023	1000 mL	105 mm	6	2,85
CBC024	2000 mL	130 mm	2	7,89

Frasco ISO tapón azul



1| Graduado, tapa a rosca DIN GL45. Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140° C).

Referencia	Capacidad	Lote	P. unit/lote
CFB014	100 mL	10	2,76
CFB015	250 mL	10	3,14
CFB016	500 mL	10	3,80
CFB017	1000 mL	10	6,18
CFB018	2000 mL	10	10,34


Frasco lavador PE



1| Fabricados en polietileno de baja densidad, idóneo para el contacto con alimentos. Presentan tubo con punta extraíble.

Referencia	Cap.	P. unit	Lote	P. unit/lote
CKD006	100 mL	2,38	10	2,00
CKD007	250 mL	2,47	10	2,15
CKD008	500 mL	2,76	10	2,55
CKD009	1000 mL	3,75	5	3,50

Cristalizador con pico



Referencia	Capacidad	P. unit	Lote	P. unit/lote
CNL004	150 mL	3,87	-	-
CNL005	250 mL	-	6	4,41
CNL006	500 mL	5,40	-	-
CNL007	1000 mL	-	2	9,45
CNL008	1500 mL	13,68	-	-

MATERIAL VOLUMÉTRICO

Probeta "clase A" forma alta, vidrio



1 | Con pico y base hexagonal. Graduación azul.

Referencia	Vol.	Graduación	Precio
DBB004	50 mL	1.0 mL	5,13
DBB005	100 mL	1.0 mL	5,42
DBB006	250 mL	2.0 mL	10,45
DBB008	1000 mL	10.0 mL	19,00

Con pico PP, graduación en relieve



1 | Base hexagonal. Con graduación permanente en relieve.

Referencia	Vol.	Lote	P.unit/lote
DBJ004	100 mL	10	1,35
DBJ005	250 mL	6	3,15
DBJ006	500 mL	6	4,77
DBJ007	1000 mL	4	7,74

Probeta "clase A" forma alta, vidrio



1 | Graduación azul y base hexagonal.

Referencia	Cap.	P.unit	Lote	P.unit/lote
DBB029	25 mL	13,30	10	9,45
DBB030	50 mL	12,35	10	9,00
DBB031	100 mL	10,62	-	-
DBB032	250 mL	11,52	-	-


Matraz aforado "clase A" con tapón



1 | Con certificado de lote, graduación blanca.

Referencia	Capacidad	Esm.	Lote	P.unit/lote
DDB004	50 mL	12/21	2	2,75
DDB005	100 mL	12/21	2	2,99
DDB007	250 mL	14/23	2	4,50
DDB008	500 mL	19/26	2	6,40
DDB009	1000 mL	24/29	2	9,50


Pipeta graduada clase A sin bulbo



1 | Con certificado de lote, graduación ámbar.


Ref.	Cap.	Graduación	Lote	P.unit/lote
DGD001	1 mL	0.01 mL	10	2,16
DGD002	2 mL	0.02 mL	10	2,16
DGD003	5 mL	0.05 mL	10	1,89
DGD005	10 mL	0.10 mL	10	1,89

Pipeta graduada "clase B" sin bulbo



Referencia	Cap.	Graduación	Lote	P.unit/lote
DGJ005	1 mL	0.01 mL	10	1,26
DGJ006	2 mL	0.01 mL	10	1,35
DGJ007	5 mL	0.05 mL	10	1,39
DGJ008	10 mL	0.1 mL	10	1,53

Bureta tipo Mohr llave PTFE, clase B




1 | Graduación azul.

Referencia	Capacidad	Graduación	Precio
DNB007	10 ml	0.1 mL	19,35
DNB008	25 ml	0.1 mL	20,43
DNB009	50 mL	0.1 mL	20,88

MONTAJES E INSTRUMENTAL

Soporte pie plato + varilla



1 | Base en chapa reforzada, varilla en acero cromado.


Referencia	Base	Varilla (ØxL)	Precio
FCB006	175x100 mm	500x10 mm	10,20
FCB007	225x125 mm	600x10 mm	11,05
FCB008	250x150 mm	600x10 mm	11,90
FCB009	300x150 mm	900x10 mm	17,68
FCB022	200x140mm	600x10mm	15,15

Soportes pie trípode



Referencia	Base	Varilla (ØxL)	Precio
FCB010	110x170 mm	600x10 mm	21,25
FCB011	135x210 mm	700x10 mm	26,35
FCB012	175x300 mm	800x10 mm	36,55
FCB013	85x130 mm	500x10 mm	15,30

Elevadores



1 | Fabricado en aluminio con soporte tipo tijera.

Referencia	Base	Carga máx.	Precio
FCD001	10X10 cm	14 kg	22,50
FCD002	15X15 cm	27 kg	38,66
FCD003	20X20 cm	38 kg	47,85


Pinza doble para buretas



1 | Con nuez para varillas de 13 mm de diámetro.

Referencia	Material	Color	Precio
FCG012	Aluminio	Blanco	8,64


Pinza para buretas PP



1 | Para varillas de 10 a 12 mm.

Ref.	Cap.	P.unit	Lote	P.unit/lote
FCG015	1 bureta	2,70	6	2,25


Pinza 3 dedos sin nuez



1 | Fabricadas en aluminio.

Ref.	Apertura	Varilla	Precio
FCJ001	0-30 mm	8x125 mm	6,05
FCJ002	0-70 mm	8x150 mm	6,48

Pinza con dedos



1 | Fabricadas en metal cromado con las puntas recubiertas en PVC.

Ref.	Apertura	Nuez	P.unit	Lote	P.unit/lote
FCG002	20-60 mm	No	9,90	2	7,65
FCG003	7-25 mm	No	6,39	-	-
FCG005	4-20 mm	Sí	8,01	2	7,02
FCG006	7-25 mm	Fija*	6,84	2	6,21
FCG007	12-45 mm	Sí	9,92	-	-
FCG008	7-25 mm	Sí	9,09	-	-

* hasta Ø 14 mm

Mechero Bunsen, GLP



1 | Con llave de regulación de paso de gas y aire. Conexión mediante junta cónica serrada.

Referencia	Descripción	Precio
FFJ003	Gas natural	15,00
FFJ004	GLP	15,00
FFJ006	GLP	20,25

Soporte trípode redondo



1 | Aro de sección redonda, con conteras de goma en las patas.

Referencia	Diámetro	Altura	Precio
FFB001	125 mm	200 mm	4,41
FFB002	150 mm	200 mm	4,50
FFB003	200 mm	200 mm	4,95

Embudo pesasustancias, vidrio



1 | Embudo para pesar sustancias fabricado en vidrio. Apto para pesadas de mucha precisión.

Referencia	Capacidad	P.unit	Lote	P.unit/lote
FKW039	3 mL	9,00	10	5,85
FKW040	6 mL	10,80	10	7,20
FKW041	10 mL	12,60	10	8,10

Brújulas



Ref.	Modelo	Diámetro	P.unit	Lote	P.unit/lote
FZG001	Aluminio	40 mm	2,79	-	-
FZG002	Iniciación, llavero	44 mm	2,52	-	-
FZG003	Direccional	53 mm	7,65	-	-
FZG004	Plástico	55 mm	4,23	20	3,78

Lamparilla de alcohol



1 | Con sistema de seguridad que evita derramamientos de alcohol en caso de vuelco.

Referencia	Volumen	Ø mecha	Precio
FFJ002	100 mL	4 mm	3,33
FFJ010	Metro de mecha		2,70

Espátula cuchara plana



1 | Fabricadas en acero inoxidable AISI304.

Referencia	Longitud	P.unit	Lote	P.unit/lote
FKB005	150 mm	-	10	1,21
FKB006	200 mm	-	10	1,55
FKB007	230 mm	2,02	-	-

Cuchara de medición, PP



1 | Color neutro

Ref.	Capacidad	P.unit	Lote	P.unit/lote
FKW032	10 mL	-	6	0,41
FKW033	25 mL	-	6	0,48
FKW034	50 mL	-	6	0,68
FKW035	100 mL	-	6	0,90
FKW036	250 mL	4,05	6	2,25
FKW037	500 mL	5,40	6	2,79

Estuche de disección



REF - FMQ002

Referencia	Descripción	Precio
FMQ001	15 piezas	37,35
FMQ002	9 piezas	19,08

CENTRÍFUGAS

Centrífuga digital, 2615/1

nahita
blue

1| Motor de suspensión elástica que garantiza un funcionamiento suave. Dispositivo de seguridad en tapa.

Referencia	GBF001
Capacidad	6x15 mL
Velocidad	1000-4000 rpm*
Max. FCR	1790 g
Precio	234,65

*pasos de 500 rpm


Centrífuga alta velocidad multicabezal

nahita
blue

1| Motor de inducción libre de mantenimiento. Cierre electromagnético y apertura manual de emergencia.

Referencia	GJC002
Capacidad máx.	50 mL (5 mL x 10)
Velocidad (RPM)	100 ~ 15000 rpm
FCR (xg)	20375 xg
Precio	1.020,00

Centrífuga angular digital 2650-D+

nahita
blue

1| Motor sin escobillas. Rotor angular 35°.
2| Con el adaptador GBK003 pueden centrifugarse tubos Vacutainer de 13x75 mm y 13x100 mm.

Referencia	GBF012
Capacidad máx	12 tubos tipo Falcon de 15 mL
Velocidad	500 - 4000* rpm
Max. FCR	2300 g
Precio	504,55

* incrementos de 50 rpm

Centrífuga Minifuge-GD06

nahita
blue

1| Sistema tipo "click" de intercambio de cabezales. Cuenta con sistema de seguridad en tapa, y detección de exceso de velocidad.

Referencia	GDC006
Rango velocidad (RPM)	500-12.000
FCR máx. (xg)	9660
RPM máximas (RPM)	12.000
Dimensiones (LxAxH) (mm)	194x229x120
Precio	418,50

Centrífuga angular RS-0506



RS Lab

Referencia	GBF015
Capacidad	6 tubos tipo Falcon 15mL (sin adaptador) 6 tubos tipo Vacutainer 16x107mm (sin adaptador) 6 tubos tipo Vacutainer 13x75mm/13x100mm (con adaptador naranja) 6 microtubos 1,5mL/2mL (con adaptador blanco)
Velocidad	300 - 5000 (pasos de 10)
Max. FCR	2600 (pasos de 10 g)
Precio	246,00

Centrífuga mini 2507/15

nahita
blue

1| Cabezal angular y tapa transparente. Interruptor de seguridad en tapa.

Referencia	GDC003
Capacidad	8 tubos Eppendorf de 1,5/2mL (incluye adaptadores p/tubos eppendorf de 0,2mL/0,5mL) 4 tiras de 8 tubos de 0,2mL 6x1,5/2,2mL + 6x0,5mL + 2x8x0,2mL
Velocidad (RPM)	4000/7000/10000
FCR (xg)	990/ 2910/ 5610
Precio	301,50

EQUIPOS ÓPTICOS

Refráctrometro Abbe 325



Zuzi

1| Para medir índices de refracción y concentración de azúcar (Brix).

Referencia	HPB002
Rango	Índice refracción 1,3000-1,7000 nD nD Brix 0-95%
Precio	599,40

Estereomicroscopio modelo 218/2



Zuzi

1| Iluminación LED incidente y transmitida.

Referencia	HDB002
Cabezal	Binocular inclinado 45°
Oculares	WF10x/20 mm
Distancia interpupilar	55-75 mm
Objetivos	2x/4x
Precio	179,85

Microscopio binocular 107



- 1| Cabezal inclinado 45° y giratorio 360°.
- 2| Platina mecánica de doble lecho con pinza para alojar dos preparaciones.

Referencia	HBC002
Oculares	WF10x/18 mm + WF16x/11mm (Ø23 mm)
Revólver	Cuádruple
Objetivos	Acrómicos y antifúngicos 4x (NA:0.10); 10x (NA:0.25) 40x (R) (NA:0.65); 100x (R)(I)(NA:1.25)
Precio	430,00

Microscopio serie P, plano acromático



- 1| Cabezales inclinados 30° y giratorios 360°.
- 2| Luz LED. Condensador Abbe con diafragma y portafilos. Baterías recargables.

Referencia	HBC023	HBC024
Cabezal	Binocular	Triocular
Oculares	WF10x/18 mm	
Revolver	Cuádruple invertido y giratorio	
Objetivos	Plano acromáticos y antifúngicos 4x, 10x, 40x (R), 100x (R) (I)	
Precio	511,70	594,15

Estereomicroscopio con zoom serie Z



- 1| Iluminación LED translúcida e incidente. Doble distancia de trabajo (35 y 100 mm).

Referencia	HDD011
Cabezal	Binocular inclinado 45°; 360°
Oculares	WF10x/20 mm
Distancia interpupilar	55-75 mm
Objetivos	1x
Precio	452,00

Espectrofotómetros serie 4100

REF - HJB001



REF - HJB002



- 1| La referencia HJB002 permite el cálculo de concentraciones tomando como referencia una muestra de concentración conocida o introduciendo el valor del factor F ($Abs = F \times conc$). Dispone de software de aplicación basado en sistema operativo de Windows.

- 2| Incluyen dos cubetas de vidrio y cubeta negra para el autocero.

Referencia	HJB001	HJB002
Longitud de onda	330 - 1000 nm	
Ancho de banda	8 nm	
Rango fotométrico	0-105% T; 0-1,999 A	
Longitud onda		
Exactitud	±2 nm	
Resolución	±1 nm	
Precio	817,00	835,20

Espectrofotómetro VIS 4211/20



- 1| Blanco y auto cero fáciles de realizar.
- 2| Incluye Software MWave Basic para trabajar vía PC.

Referencia	HJB003
Longitud de onda	325 - 1000 nm
Ancho de banda	4 nm
Rango fotométrico	0-125% T / -0,097 - 1,999 A
Longitud onda	
Exactitud	±2 nm
Resolución	±1 nm
Precio	932,90

Cubetas de vidrio y cuarzo estándar



- 1| Paredes pulidas, abiertas por la parte superior, son suministradas con tapón de plástico.

Ref.	Paso de luz	Volumen	Lote	Precio
Vidrio				
HJK001	1 mm	0.35mL	2	12,80
HJK004	10 mm	3.50 mL	2	6,65
HJK007	50 mm	17.50 mL	2	12,60
Cuarzo				
HJL001	1 mm	0.35 mL	2	62,10
HJL004	10 mm	3.50 mL	2	30,60

Refractómetro digital Brix



NUEVO

- 1| Para medir el contenido en azúcar en diferentes muestras tales como jugo de frutas, jarabes, puré, bebidas de café, bebidas de cacao, refrescos, aceite de corte soluble en agua, solución de lavado soluble en agua, etc.

Referencia	HPC001		
	Rango	Resolución	Precisión
Brix%	0,0 - 50,0	0,1	±0.2
Índice	1.3330 -	0.0001	±0.0003
Refracción nD	1.4200		
Precio	217.80		

Referencia	HPC002		
	Rango	Resolución	Precisión
Brix%	0.0 - 90.0	0.10	±0.2
Índice	1.3330 -	0.0001	±0.0003
Refracción nD	1.5177		
Precio	254.15		

Referencia	HPC003		
	Rango	Resolución	Precisión
Brix%	-	-	-
Índice refracción nD	1.3330 - 1.4200	0.0001	±0.0003
Dextrosa %	0.0 - 10.6	0.10	±0.2
Fructosa %	0.0 - 68.9	0.10	±0.2
Glucosa %	0.0 - 59.9	0.10	±0.2
Lactosa %	0.0 - 16.5	0.10	±0.2
Maltosa %	0.0 - 15.6	0.10	±0.2
Precio	254.15		

FRÍO / CALOR

Incubador de alta precisión 642



Nahita

NUEVO

1| Cámara interior y estante de acero inoxidable tipo espejo, conveniente para la limpieza y desinfección, la placa exterior está recubierta con polvo Akzo. Con puerta de cristal en el interior.

Referencia	JBB006	JBB007
Capacidad	43 L	63 L
Rango temperatura	+5 a 65 °C	
Potencia	0.25 Kw	0.25 Kw
Precio	844,44	892,80

Estufas de desecación serie 631 PLUS



Nahita

1| Sistema de circulación de aire por convección natural (por cambio de densidades).
2| Suministradas con dos bandejas de rejilla regulables en altura.

Referencia	JBD001	JBD002
Capacidad	30 L	45 L
Fluctuación de temp.	± 1.0 °C	
Rango temp.	80°C a 250 °C	
Potencia	0.8 Kw	1.0 Kw
Precio	692,85	813,75

Placa calefactora básica



NUEVO

Referencia	JGJ002	JGJ003
Temp. media	250°C	400°C - 250°C
Placas	1	2
Dim. placa	ø187mm	ø157mm - ø187mm
Potencia	1500W	2250W
Precio	43,42	57,71

Baños digitales de agua

Nahita



1| Cuba de acero inoxidable en una sola pieza libre de soldaduras, acoplada a un mueble exterior metálico con recubrimiento epoxi.
2| Señal acústica al finalizar el tiempo seleccionado, en modo continuo o en periodos programados. Señal acústica que indica el sobrecalentamiento del baño (>5°C de la temperatura seleccionada).
3| Bomba de drenaje y conector lateral para manguera de desagüe (excepto JDD001). Tapa desmontable, con orificios y anillos reductores.

Referencia	JDD001	JDD002	JDD003	JDD004
Capacidad	3 L	6 L	12 L	18 L
Rango de temperatura	Ambiente - 100°C			
Resolución	0.1 °C			
Temporizador	1 - 9999 min			
Orificios	1	2	4	6
Medidas útiles aprox.(mm)	160x160x130	305x160x130	305x305x130	470x305x130
Precio	199,95	240,87	292,95	362,70

Mantas analógicas serie 655

nahita blue



1| Dispone de dispositivo para sujetar varillas. Temperatura máxima 380 °C.
2| Mueble exterior de acero pintado y aislamiento térmico interior por lana de fibra mineral, dispone de elementos calefactores de cromoníquel.

Referencia	Capacidad	Ø interno	Precio
JGD002	100 mL	70 mm	63,50
JGD003	250 mL	90 mm	67,50
JGD004	500 mL	105 mm	75,75
JGD005	1000 mL	140 mm	91,50
JGD006	2000 mL	180 mm	115,00

Baño de bloque RS-120S

RS Lab



Referencia	JDS007
Rango de temperatura	Ambiente a 120°C
Temporizador	1 min - 99h 59min
Consumo	160 W
Dimensiones aprox.	290x175x85mm
Precio	374,30

Batería de mantas calefactoras

Nahita



1| Modo de funcionamiento en continuo con temperaturas hasta 450 °C. Incluye una varilla, soporte de aluminio y pinza para montajes.

Referencia	Capacidad	Puestas	Precio
JGD011	250 mL	6	341,50
JGD013	500 mL	6	372,40

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Balanza de precisión serie 5133

nahita blue



Referencia	KBD002	KBD003
Cap. máx.	300 g	500 g
Legibilidad	0.001 g	0.001 g
Pesa	0.2* kg	0.2* kg
Precio	576,00	635,40

* incluida

Balanza electrónica serie 5161



- 1 | Carcasa en plástico y plato de acero inoxidable.
- 2 | Con batería recargable integrada.

Referencia	KBB004	KBB005	KBB025
Cap. máx.	1000 g	2000 g	500g
Legibilidad	0.1 g	0.1 g	0.1g
Pesa	0.5* kg	1 kg	0.5* kg
Precio	75,00	82,80	73,80

* incluida


Balanza de precisión serie 5162



Referencia	KBC002	KBC004
Cap. máx.	500 g	2000 g
Legibilidad	0.01 g	0.01 g
Pesa	0.5* kg	1 kg
Precio	91,80	108,00

* incluida

Balanza de precisión serie 5173



Referencia	KBD004	KBD005
Cap. máx.	100 g	300 g
Legibilidad	0.001 g	0.001 g
Pesa	0.05* kg	0.2* kg
Precio	252,00	275,00

* incluida

Medidor PH de bolsillo PH60



- 1 | Medidor de pH bolsillo con transmisión de datos a móvil o tablet. Resistente al agua (IP67). Membrana de vidrio esférica (KDG017). Electrodo reemplazables.

Ref.	KDB007
Rango	-2/16 pH; ± 1000 mV; 0/50 °C
CAT	0/50 °C
Precio	191,20

Medidor de pH/mV/temp, portátil



Referencia	KDD010
Rango de medición	
pH	0,00~14,00 pH
mV	0~ ± 1999 mV
Temperatura	0~100 °C
Resolución	
pH	0.01 pH
mV	1 mV
Temperatura	0,1 °C
Precio	204,80

Conductímetro de bolsillo EC5



Referencia	KGB011
Parámetros	EC/ °C
Rango de temp.	0/50 °C
Conductividad	
Rango	0-200.0 μ S/cm; 0-2000 μ S/cm 0-20.00 mS/cm
Resolución	0.1/1 μ S, 0.01 mS / $\pm 1\%$ FS
Calibración	1 a 3 puntos
Salinidad	0 a 10.00 ppt
Precio	114,95

Tiras pH 0-14, con 4 almohadillas



Ref.	pH	Embalaje	P.unit	Lote	Precio
KDJ037	0-14	C/100	9,35	10	8,08

Conductímetro de laboratorio EC700



- 1 | Incluye: 3 bolsas 50 ml Patrones de calibración Electrodo con sonda de temperatura (KZD018).

Referencia	KGD005
Conductividad	
Rango	0 – 19.99 μ S/cm; 20.0 – 199.9 μ S/cm 200-1999 μ S/cm; 2 – 19.99 mS/cm 20 - 200.0 mS/cm
Resolución	0.01/0.1/1 μ S, 0.01/0.1 mS
Precisión	$\pm 1.0\%$ FS ± 1 digit
CAT	0 – 50°C
Calibración	1 a 3 puntos
Temperatura	0 – 100°C
Precio	372,40

Conductímetro portátil EC850



Referencia	KGD004
Precio	379,05

Rango: -0-19.99 μ S/cm, 20.0-199.9 μ S/cm, 200-1999 μ S/cm, 20.0-200.0 mS/cm / 0.1 mg/mL-100 g/L (TDS) / 0.0 a 100.0°C;
Resolución: 0.01/0.1/1 μ S/cm, 0.01/0.1 mS/cm
Precisión: $\pm 1.0\%$ FS / 0.40 mg/mL-1.00g/L / $\pm 0.5^\circ$ C

Reloj de bolsillo



1| Con pinza, imán para superficies metálicas y anillo para posición vertical. Modo 12/24 h

Referencia	KKF002
Dimensiones	52x67x25 mm
Alimentación	1 pila de botón
P.unit	6,80
Lote	10
P.unit/lote	5,40


Termómetro máx.-mín. resistente al agua



1| Con reloj 12/24h con alarma. Necesita pila de 1.5 V AAA (no incluida).

Referencia	KJM024
Rango de medición	-20 °C / + 50 °C
Precisión	± 1 °C
Resolución	0.1 °C
Precio	12,16

Termohigrómetro



1| Con reloj 12/24h con alarma. Se puede colgar. Elaborado en ABS.

Referencia	KJM025
Rango de medición	
Temperatura	-10°C ~ +50°C
Humedad	10% ~ 90% RH
Precisión	
Temperatura / Humedad	± 1 °C (1,8°F) / ± 5% HR
Resolución	
Temperatura / Humedad	0,1 °C (0,2 °F) / 1% HR
Pila incluidas	1 x 1,5V AAA
Precio	8,71

Termómetro digital con sonda metálica



Referencia	KJJ005
Rango	-50 / 300 °C (-58/572 °F)
Resolución	0.1 °C (0.1 °F)
Alimentación	1 pila botón 1.5V (AAA)
Precio	10,20

MEDIDOR DE BOLSILLO
EC/TEMPERATURA

Material ABS

Referencia	KZD027
EC	
Rango	0-19990 μS/cm
Resolución/Exactitud	10 μS/cm / ±2% F.S
Calibración	1 a 3 puntos
TEMP	
Rango	50°C-70°C
Resolución	0.1°C
Exactitud	±1°C
Precio	38,00

MEDIDOR DE BOLSILLO
PH/TDS/EC/ORP/TEMPERATURA

Material ABS

Referencia	KZD028
pH	
Rango	0.00-14.00
Resolución/Exactitud	0.01pH/0.05pH
Calibración	1 a 3 puntos
EC	
Rango	0-19990 μS/cm
Resolución/Exactitud	1 μS/cm; 0,1mS/cm / ±2% F.S
Calibración	1 a 3 puntos
TDS	
Rango	1-9990 ppm
Resolución/Exactitud	1ppm; 0,1ppt / ±2% F.S
Calibración	1 a 3 puntos
ORP	
Rango	0~±1000 mV
Precisión	±0.2%Fs
Temperatura	0-50°C
Sonda	Plana
TEMP	
Rango	0.0-60.0°C
Resolución	0.1°C
Exactitud	±1°C
Precio	58,23

APERA
INSTRUMENTSMEDIDOR DE OXÍGENO
DISUELTO D08500

Referencia	KZB004
Oxígeno disuelto	
Rango	0-200 %; 0 - 20.0 mg/L
Resolución	0.1/1 %, 0.01/0.1 mg/L
Precisión	±2% de lectura o ±2% de saturación ±0.2 mg/L (ppm)
Calibración	Cero oxígeno y oxígeno saturado 0 a 50°C
Comp. presión aire	Automática de 60 a 120 kPa
Comp. de salinidad	Automático/manual; 0-45 ppt
Temperatura	
Rango	De 0 a 50 °C
Precio	1.575,00

APERA
INSTRUMENTSMEDIDOR PORTÁTIL
MULTIPARAMÉTRICO

Referencia	KZD007
Modelo	PC850
Parámetros	pH/mV/Temp/Cond/TDS
pH	
Rango	0-14
Resolución	0.1/0.01 pH
Precisión	±0.01 pH ± 1 dígito
Compensación de temp.	0-100°C
Calibración	1 a 3 puntos (USA/ NIST)
mV	
Rango	±1000 mV
Resolución	1 mV
Precisión	± 0.2% FS ± 1 dígito
Conductividad	
Rango	0 - 19.99 μS/cm; 20.0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm; 2 - 19.99 mS/cm 20 - 200.0 mS/cm
Resolución	0.01/0.1/1 μS, 0.01/0.1 mS
Precisión	± 1.0% FS ± 1 dígito
Compensación de temp.	0 - 50°C
Calibración	1 a 3 puntos
Temperatura	0 - 100°C
Precio	525,45

AGITACIÓN

Agitador analógico 690/1, con calefacción



1 | Se suministra con varilla, nuez y pinza e imán.

Referencia	LBB001
Rango velocidad	10-2000 rpm
Vol. máx. de agitación	2 L
Rango de temp.	Ambiente - 180°C
Material del plato	Aluminio anodizado
Precio	139,00

Agitador con calefacción RSLAB-1C



1 | Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Protección contra sobrecalentamiento.

Referencia	LBB005
Rango de velocidad	0-1500 rpm
Vol. máx. de agitación	20 L
Rango de temperatura	Ambiente - 340°C
Material del plato	Acero inox.
Diámetro del plato	Ø 135 mm
Precio	475,00

Agitador con calefacción analógico



1 | Se suministra con varilla, pinza e imán.

Referencia	LBB006
Velocidad máxima	100-1500 rpm
Vol. máx. de agitación	20 L
Temperatura máxima	Ambiente - 350°C
Tamaño del plato	190 x 190 mm
Precio	208,80

Agitador digital con calefacción



Referencia	LBD009
Velocidad máxima	100-1500 rpm
Vol. máximo de agitación	20 L
Rango de temperatura	Ambiente - 350°C
Material del plato	Metálico*
Precio	399,00

* con recubrimiento cerámico

Agitador con calefacción RSLAB-6C



Referencia	LBD010
Legibilidad	0,1
Rango de velocidad	100-1500rpm
Temp. máx.	500°C
Precisión	±1°C (<100°C) ±1% (>100°C)
Capacidad máx.	30L
Dimensión plato	254x254mm
Precio	792,82

Agitador sin calefacción 1M-Mini



1 | Con varilla y pinza para electrodos. Plato PET con elevada resistencia química.

Referencia	LBG011
Volumen	1,5 L
Rango de velocidad	300-2000 rpm
Ø. del plato	120 mm
Precio	65,55

Agitador digital Vortex multitubo



Referencia	LGB004
Rango de velocidad	300 – 2500 rpm
Mov. de agitación	Orbital Ø 4 mm Sentido horario; Sentido antihorario
Tiempo continuo	1 – 999 minutos;
Dimensiones aprox.	400 x 249 x 440 mm
Peso aprox.	18 Kg
Precio	1.920,00

Agitador digital basculante LED



Referencia	LJB004
Ángulo de inclinación	7°
Peso máx. de agitación	2 Kg
Velocidad	10-80 rpm
Peso	3,1 Kg
Dimensiones	294X348X123 mm
Voltage/Frecuencia	100-240V, 50/60Hz
Consumo	20W
Precio	195,00

Agitador orbital digital 685/2



nahita
blue

Referencia	LJN001
Rango velocidad	30-240 rpm
Movimiento de agitación	Orbital
Diámetro orbital de agitación	24 mm
Temporizador	5h 59min 59s
Peso máximo de agitación	15 Kg
Tamaño de plataforma	310 x 282 mm
Dimensiones aprox.	380 x 280 x 150 mm
Peso aprox.	9,5 Kg
Precio	990,00

Agitador orbital pequeño RSLAB-16D



Referencia	LJN005
Rango velocidad	40-200 rpm
Movimiento de agitación	Orbital
Ø orbital de agitación	20 mm
Rango de temporizador	1min-19h59 min
Peso máximo de agitación	2 Kg
Temp. ambiente y humedad	5-40°C, 80% RH
Tamaño de plataforma	268 x 268 mm
Precio	165,00

Incubador con agitación



Referencia	LNB003
Amplitud	Ø 20 mm
Tipo de movimiento	Oscilación ciclón
Capacidad	16x100 mL / 10x250 mL / 6x500 mL
Volumen de cámara	50 L
Velocidad de agitación	30-300 rpm
Precisión de velocidad	± 1 rpm
Rango de temp.	+5° C a +65° C
Precisión de temp.	± 0.1° C
Precio	2.606,10

MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS

Pipeteador electrónico

DIGIPETTE



Referencia	Precio
MBD002	145,00

Micropipeta premium, vol. variable

DIGIPETTE



1| Totalmente autoclavable. Ajuste preciso del volumen con sistema de bloqueo incorporado. Compatibilidad universal de puntas.

Ref.	Volume µL	Division µL	Precio
MGB088	0.1-2.5	0.002	145,00
MGB089	0.5-10	0.02	145,00
MGB090	2-20	0.02	145,00
MGB091	5-50	0.1	145,00
MGB092	10-100	0.1	145,00
MGB093	20-200	0.2	145,00
MGB094	100-1000	1	145,00
MGB095	500-5000	10	159,00
MGB096	1000-10000	20	159,00

Micropipeta multicanal Premium



DIGIPETTE

1| Totalmente autoclavable. Ajuste preciso del volumen con sistema de bloqueo incorporado. Compatibilidad universal de puntas.

Referencia	Volume	División	Precio
8 canales			
MGG028	0,5-10 µl	0,02 µl	379,05
MGG029	2-20 µl	0,02 µl	379,05
MGG030	5-50 µl	0,1 µl	379,05
MGG031	10-100 µl	0,1 µl	437,00
MGG032	20-200 µl	0,2 µl	437,00
MGG033	30-300 µl	0,2 µl	437,00
12 canales			
MGG037	10-100 µl	0,1 µl	465,50
MGG038	20-200 µl	0,2 µl	465,50

Puntas para micropipetas - HQ

DIGIPETTE



Ref. MJB034



Ref. MJD011 y MJD012



Ref. MJG006



Ref. MJN041

1| Libres de DNAsa/RNAsa/Pirogenos/Endotoxina

Referencia	Vol.	Envase	P.unit.	Lote	P.unit/lot
MJB034	10µL	96 uds	4,30	10	3,42
MJD011	20µL	96 uds	7,10	10	5,72
MJD012	20µL	96 uds	6,45	10	5,82
MJG006	100µL	96 uds	7,99	10	6,32
MJN041	1000µL	96 uds	5,80	6	4,71

Puntas para pipetas

DIGIPETTE



Ref. MJN015



Ref. MJJ016

Referencia	Volumen	Envase	Precio
MJJ016	2-200 µL	1000 uds.	4,50
MJN015	100-1000 µL	500 uds.	4,50

Micropipetas Digipette Junior

DIGIPETTE



Réf.	Volume µL	Precio
MGD095	5	15,03
MGD096	10	15,03
MGD097	20	15,03
MGD098	25	15,03
MGD099	50	15,03
MGD100	100	15,03
MGD101	200	15,03

Soporte	Precio
MGT025	22,50

Aspiradores de pipetas manuales



- 1 | Rueda de carga estriada puede ser girada para coger o dispensar líquido con precisión.

Referencia	Cap.	Color	P.unit	Lote	P.unit/lote
MBJ007	2 mL	Azul	4,68	10	3,60
MBJ008	10 mL	Verde	4,95	10	3,78
MBJ009	25 mL	Rojo	5,13	10	3,96

Dispensador digital DFLOW



- 1 | Fabricado bajo la normativa DIN EN ISO 8655. Componentes interiores de FEP, con muy baja reactividad química.

Ref.	Vol. máx.	Rango volumen	Precio
MDG003	10mL	0.1-99.99 mL	650,00

Dispensador para botella



- 1 | Autoclavable totalmente montado.
2 | Para botellas con rosca GL45. Incluye adaptadores para otros tipos de rosca.

Referencia	Rango volumen	Precio
MDD001	0.5-5.0 mL	207,00
MDD002	1.0-10.0 mL	207,00
MDD004	5.0-50.0 mL	207,00

Peras de goma, 3 válvulas



Ref.	Para pipetas	P.unit	Lote	P.unit/lote
MBL019	Hasta 10 mL	5,12	10	4,30
MBL020	Hasta 100 mL	5,68	10	5,25

Bomba peristáltica Serie BW



- 1 | Bomba compacta, muy usada en los laboratorios para bombear pequeños volúmenes de forma segura y con una alta precisión.
2 | Cabezal de 4 rodillos. Flujo reversible.

Referencia	MPD001
Velocidad máx.	100 rpm
Resolución de vel.	0,1 rpm
Flujo máx.	16,5 ml/min
Tpo de motor	Paso a paso DC
Temp. ambiente	0 - 40°C
Precio	318,16

Bomba peristáltica Serie CT



- 1 | Bomba compatible con varios tipos de cabezales, no incluidos. Ver tabla.
2 | Incorpora 4 modos de trabajo inteligentes: trasvase, cuantitativo, temporización, cuantitativo/temporización. Flujo reversible.

Referencia	MPD003
Velocidad máx.	600 rpm
Flujo máx.	306 ml/min
Resolución de vel.	0,1 rpm
Ángulo de aspiración	10°-720°
Velocidad de aspiración	10-300 rpm
Temp. ambiente	0-40°C
Precio	1.129,50

Sistema de aspiración líquidos biológicos



- 1 | La potencia de vacío se puede configurar en diferentes niveles para lograr una velocidad de aspiración de 1 mL/s a 15 mL/s.
2 | Botella, tubo y asa para la recogida de residuos totalmente esterilizables en autoclave

Referencia	Precio
MPG002	441,75

Bomba peristáltica Serie BT



- 1 | Bomba compatible con varios tipos de cabezales, no incluidos. Ver tabla.
2 | Puede usarse tanto en el laboratorio como en la industria. Flujo reversible.

Referencia	MPD002
Velocidad máx.	100 rpm
Resolución de vel.	0,1 rpm
Flujo máx.	380 ml/min
Error de flujo	<0,5%
Ángulo de aspiración	10°-720°
Velocidad de aspiración	10-100 rpm
Temp. ambiente	0-40°C
Precio	405,00

Cabezales bombas peristálticas

- 1 | Cabezales opcionales para las bombas peristálticas MPD002 y MPD003.

Referencia	Modelo	Precio
MPD004	YZ1515x	202,50
MPD005	YZ2515x	202,50
MPD006	TX315	202,50
MPD007	TX325	202,50

SEPARACIÓN Y FILTRACIÓN

Extractores Soxhlet



ENDO
glassware

Referencia	PBC003	PBC002
Capacidad	250 mL	125 mL
Compuesto por		
	PBN028	PBN027
	PBR004	PBR002
	PBK010	PBK008
Cartucho extracción	PBD010*	PBD008*
Precio	97,60	79,20

* no incluido

Evaporador rotativo 503

Nahita



1| Juego de vidrio borosilicato esmerilado 29/32 (incluido). Matraz de evaporación de 500 mL.

Referencia	PGB002
Capacidad baño	3L
Velocidad de rotación máx.	90 rpm
Temp. máxima del baño	100 °C
Precio	1.399,00

Embudos Buchner de porcelana



Nahita

Referencia	Diámetro	P.unit	Lote	P.unit/lote
PNF001	40 mm	4,86	12	4,41
PNF002	50 mm	6,21	12	5,04
PNF003	70 mm	8,82	4	6,75
PNF004	95 mm	11,16	4	10,71


Evaporador rotativo RS 100-S



RS Lab

Referencia	PGB009
Rango de velocidad	20-200 rpm
Rango de tem.	Temp. ambiente -180°C
Precisión de temp.	Agua: ±1°C Aceite: ±3°C
Desplazamiento	Manual 110 mm + auxiliar 100 mm
Precio	1.780,00

Embudo rama corta vidrio



ENDO
plasticware

1| Angulo del cono 60°, en vidrio borosilicato salvo(*).

Referencia	Diámetro	Vol.	Lote	P.unit/lote
PNB001	40mm	10 mL	16	1,38
PNB002	50 mm	30 mL	16	1,42
PNB003	75 mm	100 mL	10	1,80
PNB004	90 mm	150 mL	10	2,47
PNB005	100 mm	200 mL	8	2,66
PNB006	120 mm	400 mL	8	5,70
PNB007	150 mm	750 mL	6	13,77

Embudos de plástico



ENDO
plasticware

Referencia	Diámetro	Lote	Punit/Lote
PNC001	50 mm	50	0,38
PNC002	75 mm	10	0,54
PNC003	100 mm	10	0,99
PNC004	150 mm	12	2,52



HYDROLAB
WATER PURIFICATION SYSTEMS

SISTEMA PURIFICACIÓN DE AGUA - BASIC 5

REF - PDB007

1| El agua purificada, dependiendo del caudal del agua alimentada, tiene una conductividad que oscila entre 0,2 y 0,8 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y cumple los requisitos de la norma ISO 3696: 1999 para aguas de grado 2.

Alimentación	Agua de grifo
Dimensiones	235x440x510 mm
Volumen del lecho	5 L
Conductividad	0,06-0,8 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Manómetro	Para el agua de entrada
Precio	1.045,00

*capacidad de producción de 5 a 25 L/h



HYDROLAB
WATER PURIFICATION SYSTEMS

SISTEMA PURIFICACIÓN DE AGUA - ULTRA

REF - PDB008

1| Provisto de un circuito de recirculación con un módulo de intercambio iónico TOC, un módulo de fotooxidación de 254 nm (lámpara UV) y una cápsula de microfiltración en cascada de 0,45/0,2 μm .

2| El agua purificada obtenida cumple los requisitos de la norma ISO 3696: 1999, para aguas de grado 1.

Alimentación	Agua pretratada (grado de pureza II o III)
Dimensiones	235x470x570 mm
Capacidad de producción	1 L/min como mínimo
Conductividad	< 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Manómetro	Para el agua de entrada
Precio	2.422,50

Equipo de filtración



ENDO
glassware

Referencia	Descripción	Precio
PJB001	Equipo filtración, 300 ml ENDO	152,10

Kit rampa de filtración en vidrio



1 | Compuesto por rampa de filtración de 6 posiciones, 6 portafiltros de vidrio y 6 embudos de vidrio para membranas de 47mm con sus correspondientes pinzas de aluminio, tapones de goma de un orificio y conectores a rampa.

Referencia	PJB013
Posiciones	6
Capacidad	300 mL
Precio	1.797,75


Kits rampas de filtración en acero



1 | Para membranas de 47mm, todo en acero inoxidable 316.

Referencia	PJB018	PJB021	PJB023
Posiciones	1	1	6
Capacidad	300 mL	500 mL	500 mL
Precio	677,45	804,95	3.079,55

Papel de filtro estándar



1 | Caja de 100 unidades.

Referencia	Ø	Precio
Estándar - Plano		
PSB003	90 mm	2,52
PSB004	100 mm	2,70
PSB005	130 mm	3,06
PSB006	150 mm	3,60
PSB009	250 mm	7,20
Cualitativo, medio - Plano		
PSF034	70 mm	2,02
PSF036	110 mm	2,88
PSF039	150 mm	5,31

Bomba de vacío



Referencia	PXB010	PXB011
Velocidad	20 L/min	30 L/min
Presión máx. vacío	≥0.08 Mpa	≥0.095 Mpa
	200 mbar	50 mbar
Potencia	160W	160 W
Tiempo de trabajo	7-40°C	7-40°C
Cabezales	1	2
Precio	976,5	1.071,00

Trompa de agua para vacío



Referencia	PXL004
mm Hg	191,5
bar	9,804
Precio	15,16

PROTECCIÓN

Batas de laboratorio algodón 100%



Referencia	Para	Talla	Precio
RBB001	Caballero	S	22,50
RBB002	Caballero	M	22,50
RBB003	Caballero	L	22,50
RBB004	Caballero	XL	22,50
RBB009	Señora	S	22,50
RBB010	Señora	M	22,50
RBB011	Señora	L	22,50
RBB012	Señora	XL	22,50

Gafa seguridad 520



- 1 | Superponible a las gafas graduadas.
- 2 | Montura y ocular incoloros.

Referencia	P. unit	Lote	P.unit/lote
RBG012	2,72	10	2,05

Máscara de seguridad 601



- 1 | Superponible a las gafas graduadas.
- 2 | Montura y ocular incoloros.

Referencia	Precio
RBG001	14,85

Máscara de seguridad 602



- 1 | Superponible a las gafas graduadas.
- 2 | Montura y ocular incoloros.

Referencia	P. unit	Lote	P.unit/lote
RBG002	3,50	10	2,75

Guantes



1 | Guantes 100% Nitrilo. Muy elásticos. Ambidiestros. Cajas de 100 uds.

Ref.	Talla	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBL005	S 6/7	6,38	10	5,70
RBL006	M 7/8	6,38	10	5,70
RBL007	L 8/9	6,38	10	5,70
RBL008	XL 9/10	6,38	10	5,70

OTROS

Baño ultrasonidos digital sin calefacción



Nahita

NUEVO

Referencia	ZCC015
Frecuencia	42KHz
Capacidad	800 mL
Control de tiempo	0-30 minutos 18 Tiempos de limpieza opcional, Control Digital
Potencia	35W
Dimensiones	
Tanque	168×94×67mm
Unidad	194×120×124
Precio	102,85

Baño ultrasonidos digital con calefacción

Nahita



NUEVO

Referencia	ZCC016	ZCC019
Capacidad (L)	2	6
Dim. tanque (LxWxH)	150x140x100	300x155x150
Pot. calentamiento (W)	100	300
Pot. ultrasonidos (W)	60	180
Rango de temp.	De ambiente a 80 °C*	
Rango de tiempo	1-99 minutos	
Precio	204,82	585,00

* incremento de 1 °C

Cinta indicadora esterilización




Kartell

1 | Longitud de 50 mm y ancho 19 mm.

Referencia	ZCM002
Esterilización	Autoclave: 20 min a 121°C ; 10 min a 125°C ; 5 min a 135°
P. unit.	9,78
Lot.	8
P. unit/lot	9,14

Cubeta electroforesis vertical



Nahita

NUEVO

1 | Para la separación de moléculas en geles de poli(acrilamida) (PAGE).

Referencia	ZFD005
Número de geles	1 ó 2
Dim. del gel (AxL)	82x88 mm
Dim. de la placa(AxL)	100x100 mm
Espesor del gel	0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
Número de muestras	11 o 15 por gel
Volumen de buffer	750 mL
Dimensiones (LxAxH)	150x120x115 mm
Precio	755,25

Cámaras de recuento CE



Ref.	Descripción	Precio
ZMB018	Con pinzas, doble retícula líneas oscuras	55,00
ZMB021	Estándar, doble retícula líneas oscuras	42,00
ZMB024	Estándar, retícula simple líneas oscuras	51,30
ZMB027	Estándar, líneas oscuras retícula doble	38,00
ZMB028	Con pinzas, líneas oscuras retícula doble	62,80

Unidad dispensadora de parafina



Nahita

NUEVO

1 | Depósito de parafina de gran capacidad. Calentamiento rápido y uniforme.

Referencia	ZFD006
Capacidad del depósito	6L
Temp. del depósito	0-99°C
Temp. de la mesa de trabajo	0-99°C
Punto frío de la mesa	0 a -10°C
Modo de control	Manual o pedal
Capacidad	120 moldes* 140 casetes*
Alimentación	220VAC, 50/60Hz
Consumo	1800W/10A
Precio	4.190,56

Microtomo rotación manual, BÁSICO



Nahita

1 | Volante manual de manejo suave con sistema de bloqueo interno.

2 | Suministrado con cuchilla biplana de 12 cm

Referencia	ZFD010
Espesor del corte	1-25 µm
Regulación mín.	1 µm
Precisión	±10%
Área máx. de corte	25x35 mm
Desplazamiento horizontal	35 mm
Desplazamiento vertical	46 mm
Precio	2.565,00

EULABOR
Visite nuestra tienda Online
www.eulabor-tienda.com

